


Vision CAM®

Цветные цифровые камеры

NEW

Vision CAM® V1100

Цветная цифровая камера для светлопольной микроскопии

Цветная цифровая камера для светлопольной микроскопии. Обеспечивает передачу изображения микропрепарата на экран монитора с высоким разрешением и качественной цветопередачей

- Цифровая камера 6 МПкс с разрешением 3072x2048
- Матрица 1/1.8", CMOS
- Частота смены кадров 41 к/с
- ПО для работы с цифровыми камерами Vision Capture



Vision CAM® V1400

Цветная цифровая камера с высоким разрешением


Камера с высоким разрешением и повышенной чувствительностью, подходит для широкого спектра задач, требующих высокое качество визуализации и охват большей области изображения

- Цифровая камера 20 МПкс с разрешением 5472x3648
- Матрица 1", CMOS
- Частота смены кадров 15 к/с
- ПО для работы с цифровыми камерами Vision Capture

Спецификации

Модель камеры	Vision CAM® V1100	Vision CAM® V1400
Количество мегапикселей	6	20
Разрешение	3072x2048	5472x3648
Матрица	1/1.8", CMOS	1", CMOS
Тип цветности	Цветная	Цветная
Частота смены кадров	41 к/с	15 к/с
Интерфейс связи	USB 3.0	USB 3.0
Крепление объектива	C-mount	C-mount
Корпус	Алюминиевый	Алюминиевый

Микроскоп MX300 (Т) с цифровой камерой Vision CAM® V1400 и ПО Vision Album



Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона.

В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях.

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
vision@medicaprodukt.ru, www.wm-vision.ru