


Исследовательский микроскоп для автоматизированного анализа

BX43F, Evident





Комфорт и эффективность для микроскопии

Микроскопы Evident обеспечивают непревзойденное качество получаемых изображений по всему полю зрения даже на самых больших увеличениях. Надежный и удобный инструмент для организации работы с цифровой микроскопией.




- ✓ Передовые оптические технологии от ведущего производителя



- ✓ Эффективная организация работы с результатами цифровой микроскопии



- ✓ Удобное управление микроскопом благодаря моторизации




Автоматизированные исследования с Evident VX43F


Микроскопы Evident серии VX43 сочетают в себе передовые оптические технологии и непревзойденное японское качество. Универсальные инструменты с широкими возможностями дооснащения, их функциональность легко адаптировать под различные исследовательские задачи.



1 Слайды вставляются в магазин с помощью кассеты, которая точно фиксирует их положение




2 Кассета устанавливается на моторизованный столик на 8 стекол для сканирования




3 Система быстро и надежно сканирует слайды, создавая их цифровые копии

Применение


Биология и наука



Микробиология




Экология




Исследование материалов


Ветеринария



Паразитология




Анализ мочи




Гистология


Медицина



Гистология и цитология



Гематология



Микробиология

Спецификации

Микроскоп VX43F	
Доступные методы исследования	Светлое поле, темное поле, поляризация, фазовый контраст
Оптическая система	UIS2 с коррекцией на бесконечность
Освещение	Настройка по Келлеру; Менеджер света для сохранения значений интенсивности света для каждого объектива
Револьвер	Кодированный 5-ти или 7-ми позиционный
Предметный стол	Моторизованный с держателем для 8 предметных стекол
Фокусировка	Моторизованная

Проверьте целевое использование и наличие регистрации в законодательстве вашего региона. В зависимости от правил определенного региона, некоторые продукты могут использоваться только в исследовательских целях. Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



ООО «Вест Техно»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, гор. линия: +7 (800) 100-14-20
moscow@westtechno.com, www.westtechno.ru

